



Desinfectante DUO sondas intracavitarias

Desinfectante de alto nivel diseñado específicamente para la desinfección esporidica de las sondas de ultrasonidos invasivas.



Desinfectante DUO

826530



Desinfectante DUO sondas intracavitarias

- La espuma Tristel DUO ULT es una espuma esporicida en 30 segundos para la desinfección de sondas de ultrasonidos de intra-cavidades, transductores de ultrasonidos invasivos, por ejemplo sondas transvaginales y transrectales, Histeroscopios, desinfección de superficies en laboratorios FIV y salas de operaciones, desinfección de alto nivel de sistema de sujeción de sondas, teclados, pantallas, paneles de control, cables y otros equipos y accesorios del ultrasonido
- Es una espuma exclusiva basado en un sistema patentado por Tristel de generación in situ del dióxido de cloro, un biocida altamente eficaz y seguro.
- La espuma DUO ULT consta de dos compartimientos que contienen por separado la solución Base y la solución Activador.
- Al oprimir la bomba ambos componentes se mezclan y se produce una reacción casi instantánea (15 segundos) que genera un nivel controlado de dióxido de cloro en solución acuosa.
- Su acción biocida es netamente superior a las toallitas impregnadas en alcohol, compuestos de amonio cuaternario, biguanidas, gluconato de clorhexidina o cualquier producto químico.



Aplicaciones:

Limpieza y desinfección de alto nivel de sondas invasivas de ultrasonidos incluyendo sondas transvaginales y transrectales. Tristel Duo ULT puede también utilizarse para una desinfección rápida de alto nivel para sistemas de sujeción de sondas, superficies de trabajo, pantallas, paneles de control, teclados y otros componentes del sistema de Ultrasonidos, siempre que se requiera una elevada desinfección, por ejemplo tras el contacto con un paciente que se conozca o sospeche esté infectado.

DATOS PEDIDO

826530 Desinfectante DUO para sondas

- Su uso se recomienda con las Toallitas Tristel para superficies (Tristel Dry Wipes), pero puede utilizarse con cualquier tipo de papel o gasa.
- La espuma, una vez activada, es esporicida, cobactericida, bactericida, virucida y fungicida en sólo 30 segundos. Su uso se recomienda en situaciones en las que se requiere una desinfección de alto nivel en un tiempo breve sobre las sondas de ultrasonidos intra-cavitarias.
- La tecnología Tristel incorpora un sistema estabilizador de pH que mantiene el pH en un valor próximo al de la piel, y un sistema inhibidor de la corrosión que protege los materiales sensibles. Además, la espuma es completamente biodegradable.

Incorpora dos componentes separados, una solución Base y un Activador, que al mezclarse producen Dióxido de Cloro.

